

# Basilic Ortho Pedia

*Basilic Ortho Pedia*

## ortel c1 anatomique 7,5-9-11cm

### Caractéristiques:

- # Forme anatomique
- # Bords en mousse arrondis
- # Housse amovible
- # Fermeture par auto agrippant

Â Â Â Â

### Indication

#### Modes d'action

- Â Â Â \* Stabilisation et décharge du rachis cervical
- Â Â Â \* Correction de la posture du rachis cervical
- Â Â Â \* Décontraction musculaire et prévention des mouvements douloureux
- Â Â Â \* Réchauffement du rachis cervical et des muscles de la nuque

### Posologie

Usage thérapeutique, dans les indications mentionnées.

### Mise en place

- Â Â Â \* Ouvrez l'auto agrippant du collier.
- Â Â Â \* Posez le collier autour de votre cou.
- Â Â Â \* Le menton doit se trouver au niveau de l'anchure.
- Â Â Â \* Fermez l'auto agrippant dans la nuque.
- Â Â Â \* Évitez de trop serrer l'auto-agrippant.

Suivez les instructions du professionnel. En cas de fortes douleurs ou de gêne, demandez l'avis de ce professionnel.

Conservez le produit à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

Ce produit médical est destiné au traitement d'un patient unique. Afin de garantir son efficacité, et pour des raisons d'hygiène, il ne doit pas être remis ensuite à d'autres patients.

### Consignes d'entretien

- Â Â Â \* Laver à la main à 40°C avec une lessive pour linge délicat
- Â Â Â \* Essorer par pression
- Â Â Â \* Faire sécher à l'air des sources de chaleur

### Composition

- Â Â Â \* Coton 92 %
- Â Â Â \* Lycra 8 %

### Couleur

Â Â Â \* Beige

Â Â Â \* Bleu

Taillage

Tour de couÂ Â Â Taille

28 - 33 cm Â Â Â Â Â Â 1

34 - 39 cmÂ Â Â Â Â Â Â 2

40 - 46 cmÂ Â Â Â Â Â Â 3

**Pour tous renseignements de prix, veuillez nous contacter au 02/425 70 91**

Vous pouvez acheter ce produit sur notre boutique en ligne en cliquant [ici](#)

[Information du vendeur](#)